

Już nigdy nie usuniesz cewnika z napompowanym balonem



Wypróbuj nową generację cewników Foley'a

ZAMÓW JUŻ TERAZ


Zamawiaj na

www.medivet.pl

Skontaktuj się ze swoim Doradcą Klienta
lub z Biurem Obsługi Klienta MEDiVET
Zadzwoń i zamów: 801 00 25 25 | 61 622 55 55
lub zamów na www.medivet.pl

Dystrybutor
MEDiVET S.A.
ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem
tel.: +48 61 622 55 00
fax: +48 61 622 55 56
e-mail: biuro@medivet.pl

Jeden mały krok dla lekarzy weterynarii. Jeden wielki krok dla zwierząt.



Dzięki temu innowacyjnemu, łatwemu w użyciu rozwiązaniu już nigdy nie będziesz musiał mówić „o nie!”. Pozwól swoim pacjentom obudzić się bez bólu związanego z nieudany usunięciem cewnika.



NAJGORSZE POMYŁKI



...to te, którym można w łatwy sposób zapobiec



Delikatne leczenie

„Czy go opróżniłem?”

Nie jesteś sam: Wielu lekarzy weterynarii próbowało usunąć cewnik Foleya z wciąż napompowanym balonem. Wszyscy jesteśmy zajęci. Każdy może zapomnieć. Ale teraz dzięki zaworowi KRUUSE SafeVet® możesz mieć pewność, że balonik został opóźniony.

Nowy cewnik Foleya **KRUUSE SafeVet®** eliminuje wszelkie wątpliwości, dzięki czemu zawsze można go bezpiecznie usunąć.

Tak jak jesteś do tego przyzwyczajony. Bez strachu przed zadawaniem bólu.

Nie musisz zmieniać swojego sposobu działania. Wystarczy spojrzeć na zawór.



KRUUSE SafeVet® Zawór zamknięty. Balonik może być napelniony. Nie wyjmuj cewnika!



KRUUSE SafeVet® Zawór otwarty. Balonik natychmiastowo jest wypompowany. Można bezpiecznie usunąć cewnik!



Delikatne leczenie

Wyeliminuj wątpliwości. Wyeliminuj błędy

Wybierz troskliwą opiekę.

Zawór **KRUUSE SafeVet®** służy jako mechanizm bezpieczeństwa do usuwania cewnika Foleya **KRUUSE SafeVet®**. Aby zainicjować usunięcie cewnika, wystarczy odkręcić zawór **KRUUSE SafeVet®** i poczekać, aż balonik zostanie całkowicie opróżniony. Teraz można bezpiecznie usunąć cewnik.

Wybór cewników Foleya do długotrwałego cewnikowania świadczy o zapewnieniu bezpiecznej i najnowocześniejszej opieki podczas leczenia.

Cewniki Foleya **KRUUSE SafeVet®** są wykonane z wysoce biokompatybilnego silikonu, zapewniając maksymalny komfort pacjenta.

Zaprojektowany dla większego bezpieczeństwa i komfortu

- Zmniejsza niepotrzebny ból
- Eliminuje wątpliwości
- Zapobiega błędom



Nr. kat.	Produkt	Sterylny	Poj. w ml balonika retencyjnego	Ilość
613325	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 2,0 MM X 30 CM, 6 FR X 12" / 1 SZT / 273832	Tak	3 ml	1 szt.
613326	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 2,0 MM X 55 CM, 6 FR X 22" / 1 SZT / 273833	Tak	3 ml	1 szt.
613327	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 2,7 MM X 30 CM, 8 FR X 12" / 1 SZT / 273834	Tak	3-5 ml	1 szt.
613328	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 2,7 MM X 55 CM, 8 FR X 22" / 1 SZT / 273835	Tak	3-5 ml	1 szt.
613281	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 2,7 MM X 70 CM, 8 FR X 28" / 1 SZT / 273830	Tak	3-5 ml	1 szt.
613329	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 3,3 MM X 30 CM, 10 FR X 12" / 1 SZT / 273836	Tak	3-5 ml	1 szt.
613330	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 3,3 MM X 55 CM, 10 FR X 22" / 1 SZT / 273837	Tak	3-5 ml	1 szt.
613324	● CEWNIK FOLEY SAFEVET, SILIKONOWY 3,3 MM X 70 CM, 10 FR X 28" / 1 SZT / 273831	Tak	3-5 ml	1 szt.