

MEDIVET

PRODUKTY

RABAT 10%

NA WSZYSTKIE PRODUKTY W BROSZURZE
OBOWIĄZUJE DO 30.06.2019

OFERTA SPECJALNA

Produkty chirurgiczne MEDiVET

 **HENRY SCHEIN®**
ANIMAL HEALTH

Calibra
+ VETERINARY DIETS


Veterinary Instrumentation
A covetrus Company


KRUUSE


scil
veterinary excellence

 CHIRURGIA OGÓLNA

 ORTOPEDIA

 OCHRONA I PIELĘGNACJA NARZĘDZI

 CALIBRA

 DIAGNOSTYKA

 RADIOLOGIA, REHABILITACJA I MODELE ANATOMICZNE

Najwyższa jakość,
innovacyjne produkty


MEDiVET®

PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA



Zaopatrzenie Twojej lecznicy



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

Nowoczesna
Unikalna
Intuicyjna

Platforma zamówień Medivet
Zaloguj się i zamawiaj!

JUŻ JEST!
APLIKACJA MOBILNA
PLATFORMY ZAMÓWIEŃ
MEDIVET!



Krok 1
pobierz aplikację
z Google Play



Krok 2
zaloguj się
lub zarejestruj



Krok 3
złóż
zamówienie

Większość narzędzi chirurgicznych wykonuje się ze stali nierdzewnej. Istnieje ponad sześćdziesiąt różnych stopów stali nierdzewnej różniących się między sobą zawartością niklu i chromu, które zwiększają odporność materiału na korozję. Wszystkie rodzaje stali nierdzewnej ulegają korozji w określonych warunkach – wyrażenie „nierdzewna” jest więc nieco mylące. Proporcje poszczególnych składników oraz stopień hartowania wpływają na cechy otrzymanego stopu.

Instrumenty chirurgiczne muszą być wystarczająco twarde, aby ich krawędź tnąca była ostra i zachowywała swoje właściwości (np. w przypadku nożyc) lub aby zapewnić ich odpowiednią sprężystość (np. w przypadku kleszczy do tętnic). Stal posiadająca takie cechy zawiera mniej chromu i więcej węgla niż implanty ortopedyczne wykonywane ze stali, której podstawową właściwością jest odporność na korozję – jest ona tym samym zbyt miękka, aby wykonać z niej narzędzia chirurgiczne. Wadą tego rodzaju stali nierdzewnej o wysokiej zawartości węgla (tzw. stali martenzytycznej) jest większa podatność na korozję i odbarwienia.


Fragmenty stali narażone na rdzewienie zabezpieczane są przy pomocy cienkiej warstwy tlenku chromu, uwalnianego przez chrom zawarty w stali. Czynności zwiększające produkcję tlenku chromu ograniczają korozję. Działania niszczące warstwę tlenku chromu fizycznie lub chemicznie powodują rdzewienie lub powstawanie odbarwień. Maksymalne zwiększanie warstwy tlenku chromu to podstawa prawidłowej pielęgnacji narzędzi. Grubość tej powłoki rośnie wraz z upływem czasu, zwiększając odporność narzędzi na korozję – w przypadku nowych instrumentów warstwa ta jest relatywnie cienka. Z tego względu użytkownik może doświadczać problemów z oznaczaniem nowych narzędzi, które nie występują w przypadku starszych instrumentów – nowe narzędzia charakteryzują się mniejszą tolerancją na nieodpowiednie detergenty, nieprawidłowe smarowanie lub sprzyjające korozji środowisko autoklawu itd.

Procedura czyszczenia ręcznego – narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej:


1. Otworzyć wszystkie złącza i wypłukać duże fragmenty zanieczyszczeń z narzędzi w ciepłej wodzie (UWAGA: gorąca woda powoduje koagulację białek i utrudnia czyszczenie instrumentów) natychmiast po ich użyciu. Narzędzia pozostawione do wyschnięcia są trudniejsze do oczyszczenia.
2. Całkowicie zanurzyć narzędzia w opartym na enzymach detergencie o obojętnym pH i namoczyć je przez czas określony w instrukcji dołączonej do detergentu.



Złącze z oznakami zużycia spowodowanego niedostatecznym smarowaniem



Imadło chirurgiczne o zniszczonych szczękach



Złącze wsuwkowe z pęknięciem i zanieczyszczeniem biologicznym

3. Delikatnie wyszorować narzędzia przy użyciu szczotki o miękkim włosiu i oczyścić je z pozostałych widocznych zanieczyszczeń, przytrzymując instrumenty pod powierzchnią detergentu tak, aby zminimalizować rozprysk. Używając wycioru, oczyścić narzędzia ze światłem. Zwrócić szczególną uwagę na złącza i zapadki.
4. Wyjąć narzędzia z roztworu enzymu i płukać dokładnie pod wodą kranową przez co najmniej 3 minuty.
5. Zalecane jest umieszczenie narzędzi w myjce ultradźwiękowej na 10-15 minut lub na czas wskazany w instrukcji dołączonej do urządzenia.
6. Wyjąć narzędzia z myjki po zakończeniu cyklu czyszczenia (lub po wykonaniu kroku 4., jeżeli myjka ultradźwiękowa jest niedostępna) i dokładnie wypłukać narzędzia wodą oczyszczoną (destylowaną).

7. Osuszyć szmatką niepozostawiającą włókien – wysychanie narzędzi na wolnym powietrzu powoduje powstawanie zacieków.
8. Nasmarować przy pomocy oleju do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych w sprayu lub umieścić w kąpeli natłuszczającej, stosując się do instrukcji dołączonej do stosowanego produktu.

Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać, aby zachować narzędzia w doskonałym stanie.

1. Z instrumentów należy korzystać w ostrożny sposób – upuszczanie, drapanie itp., powoduje uszkodzenie ich powierzchni i tym samym zmniejsza ich odporność na korozję.
2. Należy dbać o odpowiednie warunki przechowywania narzędzi. Składowanie wilgotnych instrumentów powoduje ich korozję. Przed zapakowaniem delikatne narzędzia należy zabezpieczyć końcówkami ochronnymi i umieścić w silikonowych wkładkach do pudełek tak, aby uniemożliwić ich przesuwanie się wewnątrz opakowania. Należy zwrócić uwagę, aby ciężkie narzędzia nie były przechowywane na lżejszych instrumentach.
3. Narzędzia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Kleszcze do tętnic mają inne zastosowanie niż imadła chirurgiczne lub szczypce do skręcania drutu. Nie należy używać nożyc do cięcia kości do przecinania drutu. Istnienie różnych rozmiarów nożyc do cięcia implantów ma swoje uzasadnienie medyczne. Nieodpowiednie użytkowanie powoduje uszkodzenie instrumentów i unieważnienie gwarancji.
4. Należy unikać łączenia różnych metali podczas sterylizacji – narzędzia chromowane, aluminiowe i o wykończeniu przemysłowym należy czyścić oddzielnie od narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, w szczególności w myjkach ultradźwiękowych. Oczyszczone i nasmarowane narzędzia mogą zostać zapakowane. Na tym etapie zawsze należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, upewniając się czy krawędzie tnące nożyc nie noszą śladów uszkodzeń lub czy szczęki kleszczy do tętnic, lub imadła chirurgicznych zbiegają się prawidłowo bez oznak skręcenia itp. Należy sprawdzić dokręcenie śrub radełkowanych, na przykład w złączach rozwieraczy do ran Gelpi lub rozwieraczy do kolan. Zaleca się również skontrolowanie, czy na narzędziach nie ma śladów drobnych pęknięć, na przykład w poprzek złączy wsuwkowych w przypadku kleszczy do tętnic.

Uszkodzone narzędzia należy odesłać do naprawy lub zutylizować. Dobrą praktyką jest sterylizacja instrumentów przed odesłaniem ich do naprawy. Wiele zakładów zajmujących się naprawą narzędzi wymaga dołączenia zaświadczenia o przeprowadzonej dekontaminacji; nigdy nie należy przysyłać zabrudzonych narzędzi.

Istnieje wiele materiałów służących do pakowania narzędzi do sterylizacji w autoklawie. Popularnym wyborem są pakiety papierowo-foliowe oraz nylonowa folia do autoklawu. Nie zaleca się owijania narzędzi w wyprane tkaniny, ponieważ pozostałe na ich powierzchni detergenty i wybielacze mogą powodować uszkodzenie instrumentów wywołane nieodpowiednim pH i działaniem chloru. Dostępne są jednorazowe tkaniny do zawijania narzędzi przed umieszczeniem ich w autoklawie, podobne do jednorazowych obłóżek chirurgicznych.

STERYLIZACJA

Wnętrze autoklawu stanowi bardzo agresywne środowisko dla narzędzi.

Połączenie wysokiej temperatury i wilgoci przyczynia się do powstawania korozji i odbarwień, w szczególności w przypadku obecności detergentów itp. na powierzchni materiału, w który owinięte są instrumenty. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy w autoklawie stosuje się wodę kranową zamiast wody destylowanej lub demineralizowanej. Osady mineralne na narzędziach są nieestetyczne i zakłócają m.in. prawidłowe funkcjonowanie złączy. Są one trudne do usunięcia – z tego względu zaleca się stosowanie środków zapobiegawczych.

Rdza znajdująca się w przewodach parowych autoklawu może zostać przeniesiona na narzędzia. Dlatego odpowiednia konserwacja autoklawu jest tak istotna. Przeprowadzanie regularnych przeglądów zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Autoklawy próżniowe pomagają w usunięciu pary z pakietów. Istotne jest stosowanie się do instrukcji i przeprowadzanie pełnych cykli pracy urządzenia. Należy regularnie sprawdzać stan uszczelki w drzwiczkach i wymieniać ją wedle potrzeby. W przypadku niektórych autoklawów należy regularnie opróżniać zbiornik i napełniać go wodą destylowaną. Zawartość usunięta ze zbiornika może być zaskakująca.

Jeżeli po wyjęciu z autoklawu pakiety są przemoczone, występuje problem z cyklami i należy skontaktować się z technikiem zajmującym się autoklawami. Przechowywanie w wilgotnych warunkach powoduje korozję i zniszczenie narzędzi.

Podsumowując, instrumenty należy oczyścić, osuszyć, nasmarować i zabezpieczyć przed przechowywaniem tak, aby służyły przez jak najdłuższy czas. Prawidłowa, łatwa do przeprowadzenia procedura pielęgnacji narzędzi wydłuży ich żywotność, pozwoli zaoszczędzić pieniądze i zapewni satysfakcję korzystających z nich chirurgów.



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE




24/7

CHIRURGIA OGÓLNA

IGŁOTRZYMACZ OLSEN-HEGAR ORAZ MAYO-HEGAR

Nr kartoteki	Produkt
1001125	Igłotrzymacz Olsen-Hegar / 14 cm (A)
1003586	Igłotrzymacz Olsen-Hegar / 16,5 cm (B)
1004564	Igłotrzymacz Olsen-Hegar / 19 cm (C)
1000959	Igłotrzymacz Mayo-Hegar / 13 cm (D)
1002570	Igłotrzymacz Mayo-Hegar / 15 cm (E)



IGŁOTRZYMACZ MATHIEU

Nr kartoteki	Produkt
9002079	Igłotrzymacz Mathieu / 14 cm
9002080	Igłotrzymacz Mathieu / 16,5 cm



IGŁOTRZYMACZ MAXIMA CASTROVIEJO

Nr kartoteki	Produkt
1002146	Igłotrzymacz Maxima Castroviejo / 14 cm



IGŁOTRZYMACZ CRILE-WOOD

Nr kartoteki	Produkt
1002492	Igłotrzymacz Crile-Wood / 15 cm



NOŻYCHY DO ZDEJMOWANIA SZWÓW

Nr kartoteki	Produkt
9003848	Nożyczki do zdejmowania szwów / proste / 10,5 cm
9003089	Nożyczki do zdejmowania szwów / proste / 9 cm NOWOŚĆ



RABAT
10%

na wszystkie
produkty


**obowiązuje do
30.06.2019**

RABAT**10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019**NOŻYCZKI METZENBAUM**


Nr kartoteki	Produkt
1009093	Nożyczki Metzenbaum / 14,5 cm / proste (A)
1000511	Nożyczki Metzenbaum / 14,5 cm / zagięte (B)

**KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHERA**


Nr kartoteki	Produkt
9003070	Kleszcze Kochera proste / 13 cm (A)
9003069	Kleszcze Kochera proste / 14,5 cm (B)
9003068	Kleszcze Kochera proste / 16 cm (C)
9003067	Kleszcze Kochera zagięte / 13 cm (D)
9003066	Kleszcze Kochera zagięte / 14,5 cm (E)

**KLESZCZYKI NACZYNIOWE PEAN**

Nr kartoteki	Produkt
1004662	Pean Halstead Mosquito prosty / 12,5 cm / kleszczyki naczyniowe (A)
1004862	Pean Halstead Mosquito zagięty / 12,5 cm / kleszczyki naczyniowe (B)
1005499	Pean Halstead Mosquito prosty / 9 cm / kleszczyki naczyniowe (C)

**KLESZCZYKI BACKHAUS**

Nr kartoteki	Produkt
1000107	Kleszczyki Backhaus / 9 cm / standard (A)
9003063	Kleszczyki Backhaus / 11 cm / standard (B)
1000341	Kleszczyki Backhaus / 14 cm / standard (C)





SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

KLESZCZYKI TKANKOWE ALLIS

Nr kartoteki	Produkt
1006914	Kleszczyki tkankowe Allis / 4 × 5 / 15 cm

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH



RABAT

10%

na wszystkie produkty

obowiązuje do
30.06.2019

PINCETA

Nr kartoteki	Produkt
1005152	Pinceta anatomiczna / 14 cm (A)
1004877	Pinceta chirurgiczna / 14 cm (B)

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH



PINCETA OKULISTYCZNA GRAEFE

Nr kartoteki	Produkt
9003127	Pinceta okulistyczna Graefe / 11 cm


HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH



MARKER DO SKÓRY STERYLNY

Nr kartoteki	Produkt
581065	Marker do skóry sterylny (opakowanie 6 szt.) / 001488

Vi
Veterinary Instrumentation
A covetrus Company



TRZONEK DO SKALPELA

Nr kartoteki	Produkt
1007520	Trzonek do skalpela nr 3 (A)
1003973	Trzonek do skalpela nr 4 (B)

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH



RABAT

10%na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019**SKALPEL J. UŻ. STERYLNY****Dostępne rozmiary:** 10, 11, 12, 15, 15C, 18, 20, 21, 22, 23, 24.**HENRY SCHEIN®**
ANIMAL HEALTH

Nr kartoteki	Produkt
9008950	Skalpel j. už. sterylno nr 10 / 1 szt. (A)
9008951	Skalpel j. už. sterylno nr 11 / 1 szt. (B)
9008952	Skalpel j. už. sterylno nr 12 / 1 szt. (C)
9008954	Skalpel j. už. sterylno nr 15 / 1 szt. (D)
9008955	Skalpel j. už. sterylno nr 15C / 1 szt. (E)
9008956	Skalpel j. už. sterylno nr 18 / 1 szt. (F)
9008957	Skalpel j. už. sterylno nr 20 / 1 szt. (G)
9008958	Skalpel j. už. sterylno nr 21 / 1 szt. (H)
9008959	Skalpel j. už. sterylno nr 22 / 1 szt. (I)
9008960	Skalpel j. už. sterylno nr 23 / 1 szt. (J)
9008961	Skalpel j. už. sterylno nr 24 / 1 szt. (K)

**KLEJ CHIRURGICZNY DO SKÓRY 2 ML****HENRY SCHEIN®**
ANIMAL HEALTH

Klej chirurgiczny do opatrywania niewielkich ran zewnętrznych. **Dwusekundowy czas wiązania** jednej kropli sprawia, że można szybko i skutecznie zasklepić powierzchniowe rany na skórze, **zapewniając naturalny proces gojenia**. Dołączone do produktu niezatykające się końcówki do aplikowania (12 sztuk) umożliwiają odpowiednie dawkowanie kleju przy niewielkich zabiegach chirurgicznych. Pozwala również zabezpieczyć wyeksponowane zakończenia włókien nerwowych, ograniczając sączenie się rany i jej drażnienie. Zawiera w składzie cyjanoakrylan n-butyli.

Nr kartoteki	Produkt
9882822	Klej chirurgiczny do skóry 2 ml

**2+1**

+ RABAT KLIENTA

asortyment dostępny tylko z datą 06.2019 i 08.2019



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

STAPLER SKÓRNY DO ZAKŁADANIA KLAMER, STERYLNY, JEDNORAZOWEGO UŻYCIA

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

Zawiera 35 zszywek (5,9 mm × 3,9 mm) 35 R
lub 35 szerokich zszywek (7,2 mm × 4,9 mm) 35 W.

- przeznaczony do szybkiego i bezpiecznego zamykania ran,
- zastosowanie w zabiegach chirurgicznych oraz przy rutynowych technikach zamykania ran,
- **wysoka jakość produktu** gwarantuje właściwe zamknięcie rany,
- **ergonomiczny uchwyt** zapewnia łatwą obsługę i oszczędza czas.



Nr kartoteki	Produkt
9009734	Stapler jednorazowy 35 zszywek / 5,9 × 3,9 mm
9007010	Stapler jednorazowy 35 szerokich zszywek / 7,2 × 4,9 mm

NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE (PDO)

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

PDO to nić chirurgiczna syntetyczna wchłanialna monofilamentowa jałowa wykonana z polidioksanu.



Materiał	Kolor	Profil (BSR)	Szybkość wchłaniania
Monofilamentowa	fioletowy	75% @ 14 dni 66% @ 28 dni 53% @ 42 dni	180-220 dni

Nr kartoteki	Produkt
9882389	Nici Maxima PDO fioletowe USP 1 (1/2 TP 48 / 75 cm)
9882388	Nici Maxima PDO fioletowe USP 0 (1/2 TP 36 / 75 cm)
9882384	Nici Maxima PDO fioletowe USP 0 (3/8 RC 24 / 75 cm)
9882387	Nici Maxima PDO fioletowe USP 2-0 (1/2 TP 30 / 75 cm)
9882383	Nici Maxima PDO fioletowe USP 2-0 (3/8 RC 24 / 75 cm)
9882386	Nici Maxima PDO fioletowe USP 3-0 (1/2 TP 26 / 75 cm)
9882382	Nici Maxima PDO fioletowe USP 3-0 (3/8 RC 24 / 75 cm)
9882385	Nici Maxima PDO fioletowe USP 4-0 (1/2 TP 22 / 75 cm)
9882381	Nici Maxima PDO fioletowe USP 4-0 (3/8 RC 19 / 75 cm)
9882380	Nici Maxima PDO fioletowe USP 5-0 (3/8 RC 12 / 75 cm)



RABAT
10%
na wszystkie
produkty

obowiązuje do
30.06.2019

**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE PLECIONE (PGA), POWLEKANE


PGA to powlekana, plectiona, syntetyczna wchłanialna nić chirurgiczna, zawierająca kwas poliglikolowy (PGA), dostępna w wersji barwionej. Do barwienia wykorzystuje się wyłącznie barwniki dopuszczone przez FDA.

Niść jest powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia.

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

Material	Kolor	Profil (BSR)	Szybkość wchłaniania
Plectiona	fioletowy	54% @ 7 dni 0% @ 10-14 dni	42 dni

Nr kartoteki	Produkt
9882300	Nici Maxima PGA fioletowe USP 3-0 (1/2 RC 26 / 75 cm)
9882316	Nici Maxima PGA fioletowe USP 3-0 (1/2 TP 18 / 70 cm)
9882318	Nici Maxima PGA fioletowe USP 3-0 (1/2 TP 26 / 75 cm)
9882310	Nici Maxima PGA fioletowe USP 3-0 (3/8 RC 19 / 75 cm)
9882312	Nici Maxima PGA fioletowe USP 3-0 (3/8 RC 26 / 70 cm)
9882321	Nici Maxima PGA fioletowe USP 3-0 (3/8 TP 24 / 75 cm)
9882301	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (1/2 RC 26 / 75 cm)
9882302	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (1/2 RC 30 / 75 cm)
9882304	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (1/2 RC 36 / 90 cm)
9882317	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (1/2 TP 22 / 75 cm)
9882319	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (1/2 TP 26 / 75 cm)
9882320	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (1/2 TP 30 / 75 cm)
9882311	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (3/8 RC 24 / 75 cm)
9882313	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (3/8 RC 30 / 75 cm)
9882323	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2-0 (3/8 TP 32 / 75 cm)
9882305	Nici Maxima PGA fioletowe USP 0 (1/2 RC 36 / 90 cm)
9882314	Nici Maxima PGA fioletowe USP 0 (3/8 RC 30 / 75 cm)
9882322	Nici Maxima PGA fioletowe USP 0 (3/8 TP 26 / 75 cm)
9882303	Nici Maxima PGA fioletowe USP 1 (1/2 RC 30 / 75 cm)
9882306	Nici Maxima PGA fioletowe USP 1 (1/2 RC 37 / 90 cm)
9882307	Nici Maxima PGA fioletowe USP 1 (1/2 RC 40 / 90 cm)
9882315	Nici Maxima PGA fioletowe USP 1 (3/8 RC 36 / 75 cm)
9882324	Nici Maxima PGA fioletowe USP 1 (3/8 TP 36 / 75 cm)
9882308	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2 (1/2 RC 40 / 90 cm)
9882309	Nici Maxima PGA fioletowe USP 2 (1/2 RC 48 / 90 cm)



IGŁOTRZYMACZ MCPHAILS 150 MM

Nr kartoteki	Produkt
583209	Igłotrzymacz MCPHAILS 150 mm / 584650





SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7


NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE PLECIONE (PGA), POWLEKANE, ANTYBAKTERYJNE

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

Material	Kolor	Profil (BSR)	Szybkość wchłaniania
Pleciona	fioletowy	83% @ 14 dni 52% @ 21 dni 20% @ 28 dni	60-90 dni



Nr kartoteki	Produkt
9882340	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 1 (1/2 RC 30 / 70 cm)
9882346	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 0 (3/8 RC 30 / 70 cm)
9882350	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 2-0 (1/2 TP 22 / 70 cm)
9882351	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 2-0 (1/2 TP 26 / 70 cm)
9882344	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 2-0 (3/8 RC 24 / 70 cm)
9882345	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 2-0 (3/8 RC 30 / 70 cm)
9882349	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 3-0 (1/2 TP 22 / 70 cm)
9882342	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 3-0 (3/8 RC 19 / 45 cm)
9882343	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 3-0 (3/8 RC 24 / 70 cm)
9882347	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 4-0 (1/2 TP 17 / 70 cm)
9882348	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 4-0 (1/2 TP 22 / 70 cm)
9882341	Nici Maxima PGA fioletowe / ANTIBACTERIAL / USP 4-0 (3/8 RC 19 / 70 cm)



IGŁOTRZYMACZ MAYO 140 MM TUNGSTEN CARBIDE (WĘGLIK WOLFRAMU)



Nr kartoteki	Produkt
579760	Igłotrzymacz MAYO 140 mm TUNGSTEN CARBIDE (węglík wolframu) / 604705



ROZWIERACZ JAMY BRZUSZNEJ BALFOUR AHM (180 MM)



Nr kartoteki	Produkt
583103	Rozwieracz jamy brzusznej Balfour AHM (180 mm) / 25-2375AHM



ROZWIERACZ SENN (CATS PAW)



Nr kartoteki	Produkt
582153	Rozwieracz Senn (cats paw) / 833305



RABAT
10%
na wszystkie
produkty

obowiązuje do
30.06.2019

**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

ZESTAW DO CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ W PUDEŁKU Z NIERDZEWNEJ STALI CAMTHORKIT



Zestaw zawiera:

- 1 x kleszcze zagięte pod kątem 90 stopni 245 mm
- 1 x kleszcze zagięte pod kątem 45 stopni 220 mm
- 1 x kleszcze Debakey 205 mm
- 1 x pinceta anatomiczna duża 205 mm
- 1 x pinceta chirurgiczna ząbkowana duża 205 mm
- 1 x igłotrzymacz Debakey 8 cali 200 mm węgiel wolframu
- 1 x nożyczki Metzenbaum proste twarde 9,5" 235 mm
- 1 x nożyczki Metzenbaum zagięte twarde 9,5" 235 mm
- 1 x kleszcze Satinsky 160 mm dł. 20 mm szczęki
- 1 x kleszcze Satinsky 200 mm dł. 30 mm szczęki
- 1 x pudełko na narzędzia z nierdzewnej stali 280 mm x 140 mm x 50 mm



Nr kartoteki	Produkt
583266	Zestaw do chirurgii klatki piersiowej w pudełku z nierdzewnej stali / Camthorkit

ZESTAW NARZĘDZI DO STERYLIZACJI SUK SPAYCAN



Zestaw zawiera:

- 1 x pudełko z nierdzewnej stali – odpowiednie do autoklawu
- 2 x kleszcze do hysterektomii zagięte
- 1 x nożyczki Mayo 14 cm Proste
- 1 x pinceta zabkowna Treves 14 cm
- 4 x kleszcze Spencer Wells 14 cm zagięte
- 2 x kleszcze Allis
- 1 x serweta operacyjna z otworem
- 1 x igłotrzymacz Olsen-Hegar 16,5 cm
- 4 x spinacze do serwety Towel Clips
- 1 x trzonek do skalpela nr 3



Nr kartoteki	Produkt
585507	Zestaw narzędzi do sterylizacji suk / Spaycan



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

ORTOPEDIA

IGŁOTRZYMACZ HEAVY DUTY Z WOLFRAMOWYMI SZCZĘKAMI, 195 MM

Igłotrzymacz z węgliku wolframu o podwyższonej wytrzymałości.

Nr kartoteki	Produkt
578743	Wytrzymały igłotrzymacz z wolframowymi szczękami, 195 mm / 091153


RABAT
10%

na wszystkie produkty

obowiązuje do
30.06.2019

LIGAFIBA

Zestaw startowy do zabiegów zewnątrztorbkowej stabilizacji kolana oraz LIGAFIBA w sterylnych saszetkach w wersji z zatyczką lub bez zatyczki.

Nr kartoteki	Produkt
584965	LIGAFIBA szew boczny + zatyczka zestaw startowy / LFLSCRSTARTER (KOMPLETNY ZESTAW WIDOCZNY NA ZDJĘCIU)
580593	LIGAFIBA szew boczny 75 lb z prostą i zakrzywioną igłą, bez zatyczki / LFLS75
580594	LIGAFIBA szew boczny 150 lb z prostą i zakrzywioną igłą, bez zatyczki / LFLS150
584095	LIGAFIBA szew boczny 250 lb z prostą i zakrzywioną igłą, bez zatyczki / LFLS250
584960	LIGAFIBA szew boczny 500 lb z prostą i zakrzywioną igłą, bez zatyczki / LFLS500
579787	LIGAFIBA szew boczny z zatyczką (75 lb) / LFLSCR75
579788	LIGAFIBA szew boczny z zatyczką (150 lb x 500 mm) / LFLSCR150
579789	LIGAFIBA szew boczny z zatyczką (250 lb x 500 mm) / LFLSCR250
579726	LIGAFIBA szew boczny z zatyczką (500 lb x 600 mm) / LFLSCR500



CCL ZESTAW PODSTAWOWY

Zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów techniką stabilizacji zewnątrztorbkowej.

Nr kartoteki	Produkt
582711	CCL zestaw podstawowy – kleszcze do zatyczek & 2 x każdy nylon (091155, 56, 57) łącznie 6 sztuk nylonów / 091154 (PODSTAWOWY ZESTAW WIDOCZNY NA ZDJĘCIU)



**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019**KLESZCZE DO SKRĘCANIA
I CIĘCIA DRUTU 165 MM**

Nr kartoteki	Produkt
578241	Kleszce do skręcania i cięcia drutu 165 mm / 001260

**NARZĘDZIE DO ZAGINANIA DRUTU
KIRSCHNERA I GWOŹDZI 140 MM**

Narzędzie wykorzystywane do zaginania drutu Kirschnera oraz gwoździ. Narzędzie jest dwustronne, gdzie koniec mniejszy przeznaczony jest dla gwoździ 0,9 mm i 1,1 mm, natomiast koniec większy dla rozmiarów 1,4 mm, 1,6 mm i 2 mm.

Nr kartoteki	Produkt
578905	Narzędzie do zaginania drutu Kirschnera i gwoździ 140 mm / 001362

**FINE STAINLESS STEEL BEAVER TYPE
SCALPEL HANDLE VI 100 MM**

Nr kartoteki	Produkt
582531	Fine Stainless Steel Beaver Type Scalpel Handle 100 mm / 06052

**OSTRZE DO SKALPELA BEAVER**

Nr kartoteki	Produkt
582526	Ostrze do skalpela BEAVER SM65A (box of 25) / 05906

**OSTEOTOM MODUŁOWY 7 OSTRZY VI
4, 6, 8, 10, 12, 15% 20 MM**

Nr kartoteki	Produkt
579730	Osteotom modułowy 7 ostrzy – 4,6,8,10,12,15 % 20 mm / 001380





SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

TARNIK UNIWERSALNY DO SULKOPLASTYKI 210 MM

Nr kartoteki	Produkt
--------------	---------

579729	Tarnik uniwersalny do sulkoplastyki 210 mm / 001021
--------	---

**RABAT****10%**

na wszystkie produkty

obowiązuje do
30.06.2019

ZESTAW DO ZABIEGÓW ŁĄKOTKI

Zestaw do zabiegu na łąkotce zawiera:
rozwieracz stawu kolanowego (duży – dla psów 15-50 kg), matę podważkę Hohmanna, sondę do łąkotki, ząbkowane kleszcze Halstead oraz rękojeść do skalpela Beaver z 25 ostrzami numer 65.

Nr kartoteki	Produkt
--------------	---------

581201	Zestaw do zabiegów łąkotki / 001116
--------	-------------------------------------



ZESTAW BLACK KIT WIERTARKA I PIŁA

Elektronarzędzia VI Black Series mają bardzo solidną konstrukcję stalową. Nadają się do autoklawy w temp. 134°C (bez baterii).

24-miesięczna gwarancja na piłę i wiertarkę.

Zestaw zawiera:

- 1 × wiertarkę Black Series (prędkość: 0-1100 RPM, głośność: <40 dB, masa: 990 g),
- 1 × piłę Black Series (prędkość: 0-15000 osc/min, głośność: <50 dB, masa: 782 g),
- 2 × ładowarkę do baterii,
- 2 × baterię,
- 1 × rękaw do baterii,
- 1 × walizkę,
- 1 × klucz.

Nr kartoteki	Produkt
--------------	---------

580092	Zestaw Black Kit – wiertarka i piła / BLACKKIT
--------	--



REGULOWANA PROWADNICA WIERTŁA 2,0 / 2,5 / 3,5 MM

Nr kartoteki	Produkt
--------------	---------

579463	Regulowana prowadnica wiertła 2,0 / 2,5 / 3,5 mm / ADJDG2035
--------	--



**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

ZESTAW PIŁA OSCYLACYJNA MULTISAW Z OSTRZEM DO TTAR/TTO

Piła oscylacyjna MultiSaw może być wykorzystywana do licznych zabiegów chirurgicznych. Dostarczamy ją w zestawie z ładowarką, 2 bateriami, ostrzem SB5071-134 oraz osłoną do autoklawu. Zawiera również zdejmowany konwerter z nierdzewnej stali, co umożliwia pracę w sterylnych warunkach. Doskonała do dekapitacji głowy, kości udowej oraz zabiegów CWO-TPLO i TTA. Dostępny szeroki asortyment ostrzy.



Nr kartoteki	Produkt
581009	Zestaw piła oscylacyjna multisaw z ostrzem do ttar/tto /001708.134

WIERTARKA ORTOPEDYCZNA Z BATERIĄ + ADAPTER UK-EURO

Sprawdzona przez wielu lekarzy. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Kontrola prędkości 0-600 rpm. Kaniulacja 80 mm. Głowica z nierdzewnej stali (pojemność do 6,35 mm). W zestawie z uchwytem z nierdzewnej stali, osłoną do autoklawu, kluczem, przedłużeniem, 2 bateriami i ładowarką.



Nr kartoteki	Produkt
578850	Wiertarka ortopedyczna z baterią / 001600 + ADAPTER UK-EURO

PIŁA DO TPLO ZASILANA BATERYJNIE

- Długość całkowita 290 mm
- Średnica 55 mm
- Waga 0,9 kg
- Głośność < 75 db

Gwarancja producenta:

12 miesięcy z gwarantowanym sprzętem zastępczym w czasie naprawy.

Zestaw zawiera: piłę TPLO, ładowarkę oraz 2 baterie. Piłę należy umieścić w autoklawie bez baterii.



Nr kartoteki	Produkt
583688	Piła do TPLO zasilana bateryjnie / BLACKTPLO



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

VI ZESTAW ORTOPEDYCZNY STANDARD

Podstawowy zestaw narzędzi ortopedycznych Veterinary Instrumentation / ORTHOKIT1.

Posiadając ten zestaw, można wykonywać zabiegi takie jak:

- zewnątrztrzonowa stabilizacja stawu kolanowego (nylon),
- zabiegi łąkotki,
- transpozycja rzepki w przypadku jej zwichnięcia,
- stabilizacja złamań kości z wykorzystaniem gwoździ oraz drutów,
- resekcje głowy i szyjki kości udowej.



Nr kartoteki	Produkt
584881	Vi Zestaw ortopedyczny standard / Orthokit1

Zestaw zawiera:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 x wiertarka ortopedyczna – zestaw z przedłużeniem i uchwytem z nierdzewnej stali, osłoną do autoklawu, ładowarką i baterią zamienną, 1 x zestaw startowy ccl szew boczny wraz z zatyczkami, 2x każdy rozmiar nylonu 50 lb, 80 lb i 100 lb z zatyczką i igłą (łącznie 6 sztuk) oraz igłotrzymacz heavy duty, 1 x wiertło 2,7 mm, 1 x wiertło 3,5 mm, 1 x zestaw do zabiegów na łąkotce nr 001116 (pełny opis znajduje się w tej broszurze obok tego produktu) 1 x ręczna piła do kości z 5 wymiennymi ostrzami, 1 x piła ortopedyczna z ostrzem 0,4 mm z nierdzewnej stali, 1 x disarticulator mały, długość 145 mm, 1 x obcinacz kątowy mały 15 mm, ostrze 170 mm dł., 1 x odgryzacz kostny mały zakrzywiony 4 mm, długość 170 mm, 1 x tarnik do artroplastiki, 170 mm dł., 1 x młotek ortopedyczny 300 g, 220 mm dł., 1 x osteotom szwedzki 15 x 205 mm, 1 x łyżeczka Volkmana dwustronna mała, 4 mm / 6 mm, 205 mm dł., 1 x mini rozwieracz Hohmanna 8 mm – krótki wierzchołek, 165 mm dł., | <ul style="list-style-type: none"> 1 x raspator, typ AO, zagięta końcówka, 1 x obcinacz do implantów chirurgiczny do 4 mm, szczęki z węglikiem wolframu 370 mm dł., 1 x obcinacz do implantów z nierdzewnej stali, do 2,2 mm średnicy, 215 mm dł., 1 x kleszcze do skręcania i cięcia drutu 165 mm dł., 1 x narzędzie do zaginania drutu Kirshnera i gwoździ, 140 mm dł., 1 x narzędzie do przeprowadzania drutu, dwustronne, 145 mm, 1 x pokrowiec do przechowywania gwoździ "Bone Pin Roll", 1 x gwoździe Steinmanna 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm, 3,2 mm, 3,6 mm, 4,0 mm, 4,8 mm i 6,35 mm, końcówka Trochar Tip (łącznie 9 szt.), 1 x tuba do przechowywania gwoździ 1,1 mm / 1,4 mm / 1,6 mm / 2,0 mm, 1 x gwoździe do artrodezy 1,1 mm, 1,4 mm, 1,6 mm i 2,0 mm, opakowanie 10 szt. każdego rozmiaru (łącznie 40 szt.), 1 x drut ortopedyczny 1,0 mm x 10 m, rolka, 1 x drut ortopedyczny 0,8 mm x 10 m, rolka, 1 x znacznik do RTG ze skalą, lewy i prawy. |
|---|--|

2 MM SMITH-KERRISON ODGRYZACZ DO CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

Nr kartoteki	Produkt
580969	2 mm Smith-Kerrison odgryzacz do chirurgii kręgosłupa / 001445



RABAT
10%
na wszystkie produkty
obowiązuje do
30.06.2019


**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

2,7 MM ZESTAW WKRĘTÓW I PŁYT BLOKOWANYCH

Nr kartoteki	Produkt
585087	2,7 mm Zestaw wkrętów i płyt blokowanych / LS27STARKITALL

Zestaw zawiera:

1 x pudełko na narzędzia premium
300 mm × 140 mm × 100 mm,
1 x wiertło 2,0 mm okrągły uchwyt twarde 100 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 6 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 8 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 10 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 12 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 14 mm,
5 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 16 mm,
5 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 18 mm,
5 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 20 mm,
5 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 22 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 24 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 26 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 28 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 30 mm,
4 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 32 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 34 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 36 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 38 mm,
3 x śruba blokowana 2,7 mm / 2,4 mm, dł. 40 mm,
1 x płyta blokowana 4 otwory 2,7mm / dł. 34 mm,



1 x płyta blokowana 5 otworów 2,7mm / dł. 42 mm,
1 x płyta blokowana 6 otworów 2,7mm / dł. 50 mm,
1 x płyta blokowana 7 otworów 2,7mm / dł. 58 mm,
1 x płyta blokowana 8 otworów 2,7mm / dł. 66 mm,
1 x płyta blokowana 9 otworów 2,7mm / dł. 74 mm,
1 x płyta blokowana 10 otworów 2,7mm / dł. 82 mm,
1 x płyta blokowana 11 otworów 2,7mm / dł. 90 mm,
1 x płyta blokowana 12 otworów 2,7mm / dł. 98 mm,
1 x płyta blokowana 13 otworów 2,7mm / dł. 106 mm,
1 x płyta blokowana 14 otworów 2,7mm / dł. 114 mm,
1 x płyta blokowana 15 otworów 2,7mm / dł. 122 mm,
1 x płyta blokowana 16 otworów 2,7mm / dł. 130 mm,
1 x płyta blokowana 17 otworów 2,7mm / dł. 138 mm,
1 x płyta blokowana 18 otworów 2,7mm / dł. 146 mm,
1 x prowadnica do śrub blokowanych dla śrub 2,7 mm,
1 x **wkładka do pudełka na śruby i płyty blokowane 2,7 mm,
5 x locking plug 2,4 mm
1 x **wkładka do pudełka locking plugs
1 x kleszcze do przytrzymywania śrub 2.4 / 2.7 / 3.5 / 4.5
1 x śrubokręt gwiazdkowy do śrub blokujących 2.7/ 2.4
1 x śrubokręt z teflonową rączką - rękojeść 155 mm

KOŚCIOTRZYMACZ TWIN POINT ZAKRZYWIONY 165 MM

Nr kartoteki	Produkt
581219	Kośćciotrzymacz Twin Point zakrzywiony 165 mm / 001206



KOŚCIOTRZYMACZ TYP VI 155 MM

Nr kartoteki	Produkt
579222	Kośćciotrzymacz typ VI 155 mm / 001210



CEMENT KOSTNY ISOPLASTIC 40 G*

Nr kartoteki	Produkt
601607	Cement kostny Isoplastic 40 g
601786	Cement GENTA (z antybiotykiem) 40 g 1400i/g



* produkt firmy TECRES



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

OCHRONA I PIELĘGNACJA NARZĘDZI

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 2000 W

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

Myjka ultradźwiękowa 2000 W jest zupełnie nowym urządzeniem do czyszczenia wykorzystującym **najnowocześniejszą technologię** dostosowaną do europejskich wymogów prawnych.

Dane techniczne:

- Zasilanie: AC 220 V
- Częstotliwość: 43 Hz
- Moc: 95 W
- Pojemność: 4 litry
- Zegar: 60 min
- Moc grzałek: 55 W
- Wymiary urządzenia: 37,5 x 26,7 x 26,7 cm
- Wymiary wanny: 28,6 x 14 x 8,9 cm
- Masa: 6,8 kg
- Gwarancja: 2 lata



Nr kartoteki	Produkt
9006375	Myjka ultradźwiękowa 2000 W (A)

KASETA NA NARZĘDZIA

Kaseta na narzędzia ze stali nierdzewnej. Posiada 5 miejsc na narzędzia i 3 niebieskie, silikonowe wkładki. Jest zamykana. Można autoklawować w temperaturze 135°C lub w sterylizatorze na suche powietrze.

Wymiary: 72,5 × 182,5 × 32 mm.

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

**NOWOŚĆ
W OFERCIE**



Nr kartoteki	Produkt
9008543	Kaseta na narzędzia z 3 silikonowymi wkładkami, poj. 5 szt. narzędzi

SAFESEPT MAX KONCENTRAT ENZYMATYCZNY DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI 1 L

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH

Koncentrat do ręcznego czyszczenia narzędzi chirurgicznych i elastycznych endoskopów. Odpowiedni również **do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych**. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia organiczne, takie jak np. krew i śluz.



**NOWOŚĆ
W OFERCIE**

Nr kartoteki	Produkt
9882764	SafeSept Max Koncentrat enzymatyczny do czyszczenia narzędzi 1 L

**RABAT
10%**
na wszystkie
produkty

obowiązuje do
30.06.2019

**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019**TABLETKI CZYSZCZĄCE DO MYJEK
ULTRADŹWIĘKOWYCH 50 SZT. / OP.**

Enzymatyczne tabletki czyszczące do mycia narzędzi i przyrządów **w myjkach ultradźwiękowych**.

Gwarancja stałej koncentracji roztworu.

Posiadają odpowiednie walidacje.

Usuwać zaschnięty brud, resztki krwi, białek, kości i pozostałości smarów/maści.

Nie wymagają dodatkowego stosowania nabyśczacza, soli oraz neutralizatorów.

Nr kartoteki	Produkt
9794981	Tabletki czyszczące do myjek ultradźwiękowych 50 szt. / op.

**NOWOŚĆ
W OFERCIE**HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH**MAXIMA OIL SPRAY 500 ML
– DO NARZĘDZI**

Uniwersalny olej w sprayu do wszystkich typów narzędzi: odtłuszcza, czyści i smaruje.

Stosowanie preparatu przed sterylizacją lub autoklawowaniem **wydłuża żywotność narzędzi**. Można stosować do różnego rodzaju sprzętu medycznego.

Nr kartoteki	Produkt
9001570	Maxima oil spray do narzędzi / 500 ml

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH**SZCZOTECZKA DO MYCIA RĄK,
CHIRURGICZNA**

Szczoteczka do mycia rąk, **niezbędna w procedurach chirurgicznych**.

Można sterylizować w autoklawie.

Nr kartoteki	Produkt
9008916	Szczoteczka do mycia rąk, chirurgiczna

HENRY SCHEIN®
ANIMAL HEALTH



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

CALIBRA

CALIBRA VD DOG/CAT RECOVERY 400 G

Dieta weterynaryjna mokra.

Zastosowanie:

Rekonwalescencja, wzmocnienie.

Lipidoza wątroby u kotów.

Wskazówki:

W przypadku karmienia przez zgłębnik, dawkowanie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza weterynarii.

Skład:

Mączka rybna (łosoś, śledź), mączka z kurczaka, olej z łososia, olej z ryb morskich, FOS, MON, minerały.

Calibra
+ VETERINARY DIETS



Nr kartoteki

Produkt

600360

Calibra VD Dog/Cat Recovery 400 g / 82819

CALIBRA VD DOG JOINT AND MOBILITY 2, 12 KG

Kompletna karma dla psów z tendencją do problemów kostno-stawowych.

Działanie:

Złożona z mięsa drobiowego i ryżu, przygotowana specjalnie dla dorosłych psów wszystkich ras ze skłonnością dla problemów z narządami ruchu. Wyższa zawartość chondroityny zmniejsza ból stawów, ma działanie przeciwzapalne, przeciwdziała puchnięciu stawów oraz poprawia stan stawów. Optymalny skład karmy uwzględnia potrzebę spożycia białek i energii, jednocześnie utrzymując odpowiednią wagę zwierzęcia.

Calibra
+ VETERINARY DIETS



Nr kartoteki

Produkt

603060

Calibra VD Dog Joint and Mobility 2 kg / 93646

603061

Calibra VD Dog Joint and Mobility 12 kg / 93645

RABAT**10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

RABAT

10%na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

DIAGNOSTYKA

QUICKVET ANALIZATOR

System QuickVet® składa się z analizatora oraz jednorazowych testów opartych na technologii kapilarnej Micro Driven. Przeznaczone są do wykonywania oznaczeń z krwi pełnej. Obsługa systemu wymaga minimum szkolenia.

- szybkie i precyzyjne oznaczenie wybranych parametrów,
- łatwy i przyjazny w obsłudze,
- niewielka objętość materiału badanego,
- bez wstępnej preparatyki,
- dostępne gatunki: pies, kot, koń,
- bez kalibracji,
- duży 7" kolorowy wyświetlacz,
- do 1000 wyników w pamięci.



Nr kartoteki	Produkt
602102	Quickvet analizator / 10894

Nr kartoteki	Akcesoria
601078	Quickvet Coag PT/APTT Combo cartridge / 10896
602103	Quickvet Feline Fibrynogen cartridge 12 szt. / 101451
602104	Quickvet Canine Fibrynogen cartridge 6 szt. / 101450
602057	Quickvet Equine Fibrynogen cartridge 1 szt. / 10897
602052	Quickvet Canine Dea 1.1 cartridge 6 szt. / 11646
602053	Quickvet Canine Dea 1.1 cartridge 12 szt. / 11647
602056	Quickvet Dea 1.1 Dog Tabs Positive 25 szt. / 11648
602055	Quickvet Dea 1.1 Dog Tabs Negative 25 szt. / 11649
602054	Quickvet Dea 1.1 Dog Tabs Inconclusive 25 szt. / 11650
602058	Quickvet Equine Fibrynogen kalibracja zestaw / 10898
602049	Quickvet 100 µL Fixed volume pipette / 10899
602051	Quickvet AXIOHM TPOS papier termiczny 57x46x12 / 11364



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

RADIOLOGIA, REHABILITACJA I MODELE ANATOMICZNE

VIEWORK DR SYSTEM

VIVIX-SA wykorzystuje swój unikalny system przetwarzania obrazu.

Zdjęcie można zapisywać/archiwizować/udostępniać w formatach DICOM, DICOMDIR, JPEG, IMG, RAW, BMP, TIF 8, TIF 16.

Oprogramowanie pozwala na zapisanie zdjęć (bez względu na wybrany format) na dysku DVD, pendrive, dysku w komputerze lub export zdjęć do zewnętrznego PAX.



Nr kartoteki	Produkt
601340	Viework Dr System FXRD-1417SA CSL Kabel with SCU and Softwary (RETROFIT)
602946	Viework Dr System FXRD-1717VB CSL Kabel with SCU and Softwary (RETROFIT)

Zestaw zawiera :

- płytę obrazową zgodną z opisem jak powyżej,
- system kontrolny – przekaźnik obrazu do połączenia komputera z płytą obrazową (dotyczy zestawu 1417SA),
- pełne okablowanie,
- oryginalne oprogramowanie producenta w języku polskim wraz z licencją na jedno stanowisko pracy,
- 2-letnią gwarancję producenta,
- opcjonalnie system PAX na 10 stanowisk pracy,
- oprogramowanie do mierzenia kąta Norberga oraz innych narzędzi powszechnie stosowanych w praktyce weterynaryjnej.

AGFA CR 10-X NASTOŁOWY SKANER DO RTG KOMPUTEROWEGO

Kompaktowe, wygodne i wszechstronne rozwiązanie z zakresu radiografii komputerowej, urządzenie CR 10-X jest łatwe w instalacji, eksploatacji i konserwacji, zapewniając przy tym wynik badania w postaci wydruku lub pliku.



Nr kartoteki	Produkt
578592	AGFA CR 10-X Nastołowy skaner do RTG komputerowego

RABAT
10%
na wszystkie produkty

obowiązuje do
30.06.2019

RABAT

10%na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019

- wszystkie modele wykonane z materiałów najwyższej jakości, o naturalnych rozmiarach u średniej wielkości psa
- ułatwia zrozumienie budowy i zasad funkcjonowania stawu
- doskonały do prezentacji zmian występujących u zwierzęcia i przebiegu zabiegu chirurgicznego jego właścicielowi

MODEL ANATOMICZNY STAWU ŁOKCIOWEGO PSA



W modelu zestawiono: kość ramienną, kość promieniową, kość łokciową, 6 więzadeł.

Model zawiera też kartę informacyjną.

Nr kartoteki	Produkt
604172	Model anatomiczny stawu łokciowego psa REHAB



MODEL ANATOMICZNY STAWU KOLANOWEGO PSA



W modelu zestawiono: dalszy odcinek kości udowej, bliższy odcinek kości piszczelowej, bliższy odcinek kości strzałkowej, rzepkę, łąkotki: przyśrodkową i boczną, więzadło krzyżowe przednie i tylne, 6 więzadeł i ścięgien.

Model zawiera też kartę informacyjną.

Nr kartoteki	Produkt
604173	Model anatomiczny stawu kolanowego psa REHAB



MODEL ANATOMICZNY STAWU RAMIENNEGO PSA



W modelu zestawiono: kość łopatki, kość ramienną, ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgno mięśnia kruczoramiennego, więzadła obrąbkowo-ramienne, więzadło poprzeczne kości ramiennej.

Model zawiera też kartę informacyjną.

Nr kartoteki	Produkt
604174	Model anatomiczny stawu ramiennego psa REHAB





SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE




24/7

MODEL ANATOMICZNY MIEDNICY I STAWÓW BIODROWYCH PSA



W modelu zestawiono: kość biodrową, kulszową, łonową, kość udową, kość krzyżową. Połowa modelu przedstawia struktury prawidłowe, w drugiej połowie uwzględniono zmiany zwyrodnieniowe w okolicy: kości biodrowej, krętarza większego kości udowej, stawu biodrowego, szyjki kości udowej, nerwów, kości krzyżowej, przepukliny krążkowej. Model zawiera też kartę informacyjną.



Nr kartoteki	Produkt
604176	Model anatomiczny miednicy i stawów biodrowych psa REHAB

MODEL ANATOMICZNY OSTEOARTHRITIS STAWU KOLANOWEGO PSA



W modelu zestawiono zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego: Osteoarthritis (choroba zwyrodnieniowa stawów), erozję chrząstki stawowej, postępujące zmiany degeneracyjne w stawie, osteofity na powierzchni stawowej. Model zawiera też kartę informacyjną.

Nr kartoteki	Produkt
604175	Model anatomiczny Osteoarthritis stawu kolanowego psa REHAB



RABAT
10%
na wszystkie produkty
obowiązuje do
30.06.2019

**RABAT
10%**na wszystkie
produktyobowiązuje do
30.06.2019**Wszystkie ochraniacze stawów do nabycia również pojedynczo.****OCHRANIACZ STAWU KOLANOWEGO REHAB,
ZESTAW STARTOWY XS-XXL / 12 SZT.**

Ochraniacz stawu kolanowego może być stosowany zarówno przed, jak i po operacji, w przypadkach chronicznego artretyzmu, urazów więzadeł krzyżowych, aseptycznej martwicy kostno-chrzęstnej (OCD), urazu łękotki, schorzeń rzepek, zapalenia ścięgien, jak również innych dysfunkcji w tej okolicy.

Zestaw zawiera ochraniacze w rozmiarach XS-XXL.

Nr kartoteki	Produkt
579243	Ochraniacz stawu kolanowego REHAB, zestaw startowy XS-XXL / 12 szt.

**OCHRANIACZ STAWU SKOKOWEGO REHAB,
ZESTAW STARTOWY XS-XL / 5 SZT.**

Ochraniacz stawu skokowego może być stosowany zarówno przed, jak i po zabiegu, a także w przypadkach chronicznego artretyzmu, tj. zmianach zwyrodnieniowych, aseptycznej martwicy kostno-chrzęstnej (OCD), uszkodzeń więzadeł, ED.

Zestaw zawiera ochraniacze w rozmiarach XS-XL.

Nr kartoteki	Produkt
604177	Ochraniacz stawu skokowego REHAB, zestaw startowy XS-XL / 5 szt.

**OCHRANIACZ STAWU NADGARSTKA REHAB,
ZESTAW STARTOWY XS-XL / 5 SZT.**

Ochraniacz stawu nadgarstka może być stosowany zarówno przed, jak i po zabiegu, a także w przypadkach chronicznego artretyzmu, tj. zmianach zwyrodnieniowych, aseptycznej martwicy kostno-chrzęstnej (OCD), uszkodzeń więzadeł, ED.

Zestaw zawiera ochraniacze w rozmiarach XS-XL.

Nr kartoteki	Produkt
604178	Ochraniacz stawu nadgarstka REHAB, zestaw startowy XS-XL / 5 szt.





SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

OCHRANIACZE STAWU ŁOKCIOWEGO REHAB, ZESTAW STARTOWY XS-XL / 5 SZT.



Ochraniacz stawu łokciowego może być stosowany zarówno przed, jak i po zabiegu oraz w przypadkach chronicznego artretyzmu, np.: zapalenie kości i stawów, aseptycznej martwicy kostno-chrzęstnej (OCD), urazów więzadeł, ED, jak również innych schorzeń.

Zestaw zawiera ochraniacze w rozmiarach XS-XL.

Nr kartoteki	Produkt
579244	Ochraniacz stawu łokciowego REHAB, zestaw startowy XS-XL / 5 szt.



OBRĄCZKI DOCIĄŻAJĄCE REHAB, ZESTAW STARTOWY / XS-XL 5 SZT.



Obrączki dociążające KRUUSE Rehab wykorzystywane są do ćwiczeń kształtujących muskulaturę psa. Mogą być stosowane zarówno w celach rehabilitacyjnych, jak i treningowych.

Zestaw zawiera obrączki w rozmiarach XS-XL.

Nr kartoteki	Produkt
603093	Obrączki dociążające REHAB, zestaw startowy / XS-XL / 5 szt.



RABAT

10%

na wszystkie produkty

obowiązuje do
30.06.2019

NOTATKI



Zamawiaj online na **www.medivet.pl**



SZYBKO



ŁATWO



WYGODNIE



24/7

Oferta ważna od 01.04.2018 do 30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.
MEDIVET S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.



PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25 | 61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00