

NICI WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE



NICI KRUUSE WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE



**ORGANIZER DO NICI
CHIRURGICZNYCH MEDIVET**



KASETY KRUUSE

KRUUSE NICI MONOFAST

Monofilamentowy szew wykonany z poliglikolidu-co-kaprolaktonu i nadaje się do szycia podskórnego lub śródskórnego, w chirurgii GI- i urologicznej, a także do zblizania błony śluzowej jamy ustnej, np. płatów dziąsłowych. Całkowite wchłanianie wynosi 90-120 dni (około 65% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 7 dni po operacji, 40% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji)



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|--|
| 611991 | NICI MONOFAST 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150606 |
| 611992 | NICI MONOFAST 0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150621 |
| 611993 | NICI MONOFAST 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150609 |
| 611994 | NICI MONOFAST 0 (1/2 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150616 |
| 611995 | NICI MONOFAST 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150611 |
| 611996 | NICI MONOFAST 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150603 |
| 611997 | NICI MONOFAST 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150605 |
| 611998 | NICI MONOFAST 2/0 (3/8 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 24MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150589 |
| 611999 | NICI MONOFAST 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150602 |
| 612001 | NICI MONOFAST 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150582 |
| 612002 | NICI MONOFAST 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150601 |
| 612003 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150610 |
| 612004 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150618 |
| 612005 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150588 |
| 612006 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150590 |
| 612007 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150580 |
| 612008 | NICI MONOFAST 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 22 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150620 |
| 612009 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150591 |
| 612010 | NICI MONOFAST 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ / KOŃCÓWKA TNĄCĄ 26MM / 70CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150612 |
| 612011 | NICI MONOFAST 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150583 |
| 612012 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150581 |
| 612013 | NICI MONOFAST 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150592 |
| 612014 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150622 |
| 612015 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 16 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150615 |
| 612016 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150604 |
| 612017 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150598 |
| 612018 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 16 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150599 |
| 612019 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150587 |
| 612020 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 16 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150608 |
| 612021 | NICI MONOFAST 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ / KOŃCÓWKA TNĄCĄ 17MM / 70CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150623 |
| 612022 | NICI MONOFAST 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 17 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150596 |
| 612023 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150585 |
| 612024 | NICI MONOFAST 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150595 |
| 612025 | NICI MONOFAST 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150597 |
| 612026 | NICI MONOFAST 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150594 |
| 612027 | NICI MONOFAST 5/0 (IGLĄ PROGRESYWNIE „HACZYK” TNĄCĄ 13MM / 45CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150613 |
| 612028 | NICI MONOFAST 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150586 |
| 612029 | NICI MONOFAST 5/0 (IGLĄ PROGRESYWNIE „HACZYK” TNĄCĄ 13MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150600 |
| 612030 | NICI MONOFAST 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150584 |
| 612031 | NICI MONOFAST 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 16 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150593 |
| 612032 | NICI MONOFAST 5/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLĄ / STOŻKOWĄ / KOŃCÓWKA TNĄCĄ 17MM / 70CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150607 |

KRUUSE NICI MONOFAST PLUS

Jest to syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, sterylny szew. Całkowite wchłanianie wynosi 90-120 dni (około 65% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 7 dni po operacji, 40% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji). Monofilamentowy szew jest wykonany z poliglikolidu-co-kaprolaktanu z chlorheksydyną i nadaje się do szycia podskórnego lub śródskórnego, w chirurgii GI i urologicznej, a także do zbliżania błony śluzowej jamy ustnej np. płatów dziąsłowych.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 611990 | NICI MONOFAST PLUS 5/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA/STOŻKOWĄ 17MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150626 |
| 611989 | NICI MONOFAST PLUS 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150617 |
| 611988 | NICI MONOFAST PLUS 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA/STOŻKOWĄ 17MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150624 |
| 611987 | NICI MONOFAST PLUS 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150614 |
| 611986 | NICI MONOFAST PLUS 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150619 |

KRUUSE NICI PD-X

KRUUSE PD-X to syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, sterylny szew. Całkowite wchłanianie wynosi 180-220 dni (około 75% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji, 65% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 28 dni po operacji, 50% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 42 dni po operacji). Monofilamentowy szew jest wykonany z polidioksanonu i jest odpowiedni do zabiegów chirurgicznych, w których pożądany jest długotrwały efekt (> 6 tygodni) szwu np. w przepuklinach, plastyce twarzy, chirurgii przewodu pokarmowego i ortopedii.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 612057 | NICI PD-X 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150723 |
| 612039 | NICI PD-X 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150717 |
| 612038 | NICI PD-X 0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150722 |
| 612040 | NICI PD-X 0 (1/2 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150718 |
| 612044 | NICI PD-X 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150724 |
| 612046 | NICI PD-X 2 (1/2 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 40 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150738 |
| 612049 | NICI PD-X 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150711 |
| 612048 | NICI PD-X 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150714 |
| 612047 | NICI PD-X 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ/STOŻKOWĄ/KOŃCÓWKA TNĄCĄ 26MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150720 |
| 612053 | NICI PD-X 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 17 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150734 |
| 612036 | NICI PD-X 2/0 (1/2 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150721 |
| 612058 | NICI PD-X 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150712 |
| 612052 | NICI PD-X 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 40 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150726 |
| 612055 | NICI PD-X 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150713 |
| 612059 | NICI PD-X 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150742 |
| 612054 | NICI PD-X 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150716 |
| 612062 | NICI PD-X 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150715 |
| 612061 | NICI PD-X 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150719 |
| 612064 | NICI PD-X 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150731 |
| 612045 | NICI PD-X 1 (1/2 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150725 |
| 612060 | NICI PD-X 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150727 |
| 612043 | NICI PD-X 1 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150735 |
| 612037 | NICI PD-X 0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150733 |
| 612042 | NICI PD-X 0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ / STOŻKOWĄ 40 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150741 |
| 612050 | NICI PD-X 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150737 |
| 612051 | NICI PD-X 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ/STOŻKOWĄ/KOŃCÓWKA TNĄCĄ 36MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150739 |
| 612041 | NICI PD-X 0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁĄ/STOŻKOWĄ/KOŃCÓWKA TNĄCĄ 36MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150729 |
| 612063 | NICI PD-X 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150736 |
| 612065 | NICI PD-X 7/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 9 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150730 |

KRUUSE NICI PD-X PLUS

KRUUSE PD-X Plus zawiera chlorheksydynę. Jest to syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, sterylny szew. Całkowite wchłanianie wynosi 180-220 dni (około 75% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji, 65% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 28 dni po operacji, 50% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 42 dni po operacji). Ten monofilamentowy szew jest wykonany z polidoksanonu i chlorheksydyny. Nadaje się do zabiegów chirurgicznych, w których pożądanym jest długotrwały efekt (>6 tygodni) szwu np. w przepuklinach, plastyce twarzy, chirurgii przewodu pokarmowego i ortopedii.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 612033 | NICI PD-X PLUS 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWĄ/KOŃCÓWKA TNĄCA 26 MM/70CM), 12SZT. FIOLETOWY 150732 |
| 612035 | NICI PD-X PLUS 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150740 |
| 612034 | NICI PD-X PLUS 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA / STOŻKOWĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150743 |

KRUUSE NICI PGA

KRUUSE PGA to syntetyczny, wchłanialny, wielowłókienny, sterylny szew. Całkowite wchłanianie wynosi 60-90 dni (około 75% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji, 40% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 21 dni po operacji). Polifilamentowy szew jest wykonany z kwasu poliglikolowego i pokryty polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia. Szew nadaje się do chirurgii podskórnej i tkanek miękkich, takich jak zabiegi żołądkowo-jelitowe i ginekologiczne lub szycie śródskórne, chirurgia żołądkowo-jelitowa i urologiczna oraz zabiegi ortopedyczne, w których pożądanym jest średni profil wchłaniania.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 612067 | NICI PGA SYNTETYCZNA 0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 30MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150698 |
| 612068 | NICI PGA SYNTETYCZNA 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150694 |
| 612072 | NICI PGA SYNTETYCZNA 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150696 |
| 612079 | NICI PGA SYNTETYCZNA 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 26MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150691 |
| 612080 | NICI PGA SYNTETYCZNA 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150686 |
| 612084 | NICI PGA SYNTETYCZNA 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 26MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150691 |
| 612085 | NICI PGA SYNTETYCZNA 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150688 |
| 612086 | NICI PGA SYNTETYCZNA 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 24MM/70CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150708 |
| 612087 | NICI PGA SYNTETYCZNA 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150705 |
| 612069 | NICI PGA SYNTETYCZNA 0 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 30MM/90CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150704 |
| 612073 | NICI PGA SYNTETYCZNA 1 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 30MM/90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150701 |
| 612076 | NICI PGA SYNTETYCZNA 2 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWA 36 MM/90CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150706 |
| 612070 | NICI PGA SYNTETYCZNA 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 30 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150697 |
| 612074 | NICI PGA SYNTETYCZNA 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 30 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150700 |
| 612077 | NICI PGA SYNTETYCZNA 2 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 36 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150703 |
| 612081 | NICI PGA SYNTETYCZNA 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150709 |
| 612091 | NICI PGA SYNTETYCZNA 6 (1/2 KOŁA OKRĄGLA/STOŻKOWĄ/KOŃC. TNĄCA 48MM/150CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150710 |
| 612088 | NICI PGA SYNTETYCZNA 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNĄCA 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150707 |

KRUUSE NICI SACRYL

KRUUSE Sacryl to syntetyczny, wchłanialny, wielowłókienny, sterylny szew. Całkowite wchłanianie wynosi 56-70 dni (około 75% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji, 40% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 21 dni po operacji, 20% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 28 dni po operacji). Polifilamentowy szew składa się w 90% z glikolidu, w 10% z L-laktydu (poliglaktyna 910) i jest powlekany poliglikolidem-co-laktydem (30/70) oraz stearynianem wapnia. Szew nadaje się do chirurgii tkanek miękkich, takich jak zabiegi chirurgiczne przewodu pokarmowego, ginekologiczne i urologiczne, a także do szycia podskórnego i zabiegów chirurgii mięśni.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|--|
| 612105 | NICI SACRYL 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150632 |
| 612104 | NICI SACRYL 0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150646 |
| 612106 | NICI SACRYL 0 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150642 |
| 612107 | NICI SACRYL 0 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 48 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150666 |
| 612110 | NICI SACRYL 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150644 |
| 612109 | NICI SACRYL 1 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150661 |
| 612111 | NICI SACRYL 1 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 48 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150660 |
| 612113 | NICI SACRYL 2 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 48 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150664 |
| 612118 | NICI SACRYL 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150628 |
| 612120 | NICI SACRYL 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150631 |
| 612122 | NICI SACRYL 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150630 |
| 612123 | NICI SACRYL 2/0 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150647 |
| 612134 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA, ODWROTNIK TNAĆĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150627 |
| 612131 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150629 |
| 612132 | NICI SACRYL 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 22 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150641 |
| 612137 | NICI SACRYL 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150634 |
| 612127 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150636 |
| 612128 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 30 MM / 70 CM , 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150639 |
| 612140 | NICI SACRYL 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150633 |
| 612142 | NICI SACRYL 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150643 |
| 612141 | NICI SACRYL 4/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150649 |
| 612144 | NICI SACRYL 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150682 |
| 612143 | NICI SACRYL 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 16 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150640 |
| 612147 | NICI SACRYL 6/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 13 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150656 |
| 612148 | NICI SACRYL 8/0 (3/8 KOŁA TYP MICROPOINT 30 MM / 30 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 152314 |
| 612114 | NICI SACRYL 2 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA / STOŻKOWA 48 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150657 |
| 612121 | NICI SACRYL 2/0 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150676 |
| 612119 | NICI SACRYL 2/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA/STOŻKOWA/KOŃCÓWKA TNAĆĄ 26MM/70CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150669 |
| 612126 | NICI SACRYL 3/0 (BEZ IGLY 150 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150651 |
| 612115 | NICI SACRYL 2/0 (BEZ IGLY 150 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150637 |
| 612103 | NICI SACRYL 0 (BEZ IGLY 150 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150648 |
| 612108 | NICI SACRYL 1 (BEZ IGLY 150 CM), 12 OPAK. FIOLETOWY KRUUSE 150677 |
| 612112 | NICI SACRYL 2 (BEZ IGLY 150 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150675 |
| 612145 | NICI SACRYL 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 16 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150683 |
| 612139 | NICI SACRYL 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150662 |
| 612136 | NICI SACRYL 3/0 (1/2 KOŁA OKRĄGŁA/STOŻKOWA/KOŃCÓWKA TNAĆĄ 26 MM/70CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150653 |
| 612133 | NICI SACRYL 3/0 (1/2 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150663 |
| 612129 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150674 |
| 612130 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 16 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150654 |
| 612116 | NICI SACRYL 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150680 |
| 612117 | NICI SACRYL 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150658 |
| 612124 | NICI SACRYL 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150655 |
| 612146 | NICI SACRYL 5/0 (3/8 KOŁA OKRĄGŁA/STOŻKOWA/KOŃCÓWKA TNAĆĄ 16 MM/70CM), 12 SZT. FIOLETOWY 150684 |
| 612125 | NICI SACRYL 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 24 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150670 |
| 612138 | NICI SACRYL 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIK TNAĆĄ 24 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150671 |

KRUUSE SACRYL PLUS

KRUUSE Sacryl Plus zawiera chlorheksydynę. Szew jest syntetycznym, wchłanialnym, wielowłókiennym, sterylnym szwem. Całkowite wchłanianie wynosi 56-70 dni (około 75% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji, 40% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 21 dni po operacji, 20% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 28 dni po operacji). Polifilamentowy szew z chlorheksydyną składa się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu (poliglaktyna 910) i jest powlekany glikolidem, laktydem (poliglaktyna 370) i stearynianem wapnia. Szew nadaje się do zabiegów chirurgicznych na tkankach miękkich, takich jak zabiegi chirurgiczne przewodu pokarmowego, ginekologiczne i urologiczne, a także do szycia podskórnego oraz zabiegów chirurgicznych na stawach i mięśniach.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 612092 | NICI SACRYL PLUS 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150659 |
| 612095 | NICI SACRYL PLUS 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150638 |
| 612096 | NICI SACRYL PLUS 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150668 |
| 612097 | NICI SACRYL PLUS 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150650 |
| 612098 | NICI SACRYL PLUS 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150635 |
| 612099 | NICI SACRYL PLUS 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150667 |
| 612094 | NICI SACRYL PLUS 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 19 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150678 |
| 612093 | NICI SACRYL PLUS 1 (1/2 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. FIOLETOWY 150679 |

KRUUSE SACRYL RAPID

KRUUSE Sacryl Rapid to syntetyczny, wchłanialny, wielowłókienny, sterylny szew. Całkowite wchłanianie wynosi 42-56 dni (około 55% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 7 dni po operacji, 20% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 14 dni po operacji, 5% pierwotnej wytrzymałości nici pozostaje 28 dni po operacji). Polifilamentowy szew z chlorheksydyną składa się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu (poliglaktyna 910) i jest powlekany glikolidem, laktydem (poliglaktyna 370) i stearynianem wapnia. Szew nadaje się do zabiegów chirurgicznych na tkankach miękkich, takich jak zabiegi chirurgiczne przewodu pokarmowego, ginekologiczne i urologiczne, a także do szycia podskórnego oraz zabiegów chirurgicznych na stawach i mięśniach.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|--|
| 612100 | NICI SACRYL RAPID 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150672 |
| 612101 | NICI SACRYL RAPID 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150652 |
| 612102 | NICI SACRYL RAPID 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIETNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBARWIONY 150673 |

KRUUSE NICI KRUPRAMID

KRUUSE Krupramid to syntetyczny, niewchłaniący, pseudomonofilamentowy, sterylny szew. Zapewnia minimalną reakcję tkanek dzięki monofilamentowej powierzchni zewnętrznej i dobrą stabilność węzła dzięki wielowłókienkowemu rdzeniowi. Nić składa się z rdzenia z poliamidu 6.6 i jest zewnętrznie otoczony poliamidem 6. Nadaje się np. do zblizania naskórka.

Opakowania zawierają 12 sztuk. Okres trwałości wynosi 5 lat (od daty produkcji).



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 613067 | NICI KRUPRAMID 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. BIAŁE / 152934 |
| 613722 | NICI KRUPRAMID 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 39 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152935 |
| 613723 | NICI KRUPRAMID 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 39 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152936 |
| 613724 | NICI KRUPRAMID 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 24 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152937 |
| 613725 | NICI KRUPRAMID 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. BIAŁE / 152938 |
| 613726 | NICI KRUPRAMID 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 39 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. BIAŁE / 152939 |
| 613727 | NICI KRUPRAMID 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152940 |
| 613728 | NICI KRUPRAMID 3-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 24 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152941 |
| 613729 | NICI KRUPRAMID 3-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 30 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152942 |
| 613730 | NICI KRUPRAMID 3-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. BIAŁE / 152943 |
| 613731 | NICI KRUPRAMID 3-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152944 |
| 613732 | NICI KRUPRAMID 3-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA 39 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNY / 152945 |
| 613738 | NICI KRUPRAMID USP 6 / EP 8, 50 M BIAŁY / KASETA / 152946 |
| 613737 | NICI KRUPRAMID USP 0 / EP 3,5, 100 M BIAŁY / KASETA / 152947 |
| 613736 | NICI KRUPRAMID USP 1 / EP 4, 100 M BIAŁY / KASETA / 152948 |
| 613735 | NICI KRUPRAMID USP 2 / EP 5, 75 M BIAŁY / KASETA / 152949 |
| 613734 | NICI KRUPRAMID USP 2-0 / EP 3, 100 M BIAŁY / KASETA / 152950 |
| 613339 | NICI KRUPRAMID USP 3+4 / EP 6, 50 M BIAŁY / KASETA / 152951 |
| 613733 | NICI KRUPRAMID USP 3-0 / EP 2, 100 M BIAŁY / KASETA / 152952 |

KRUUSE NICI PROMILENE

KRUUSE Promilene to syntetyczny, niewchłaniający, monofilamentowy, sterylny szew. Zapewnia minimalną reakcję tkanek dzięki właściwościom syntetycznym i monofilamentowym. Nić składa się z polipropylenu. Nadaje się np. do zblizania naskórka.

Opakowania zawierają 12 sztuk. Okres trwałości wynosi 5 lat (od daty produkcji).



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|--|
| 613753 | NICI PROMILENE 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. RÓŻOWY 152971 |
| 613754 | NICI PROMILENE 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152972 |
| 613755 | NICI PROMILENE 1 (1/2 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 48 MM / 100 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152973 |
| 613337 | NICI PROMILENE 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152974 |
| 613756 | NICI PROMILENE 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. RÓŻOWY 152975 |
| 613757 | NICI PROMILENE 2 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 48 MM / 90 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152976 |
| 613068 | NICI PROMILENE 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152977 |
| 612914 | NICI PROMILENE 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152978 |
| 613758 | NICI PROMILENE 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. RÓŻOWY 152979 |
| 613759 | NICI PROMILENE 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152980 |
| 613401 | NICI PROMILENE 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152981 |
| 613338 | NICI PROMILENE 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152982 |
| 613760 | NICI PROMILENE 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152983 |
| 613566 | NICI PROMILENE 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152984 |

KRUUSE NICI NYLON

KRUUSE Nylon to syntetyczny, niewchłaniający, monofilamentowy, sterylny szew o jednorodnej, gładkiej powierzchni, która łatwo przesuwa się przez tkanę. Charakteryzuje się giętkością oraz elastycznością przy dociąganiu węzła. Ma bardzo dobre właściwości wiążące, dużą trwałość założonego węzła oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Nić składa się z rdzenia z poliamidu 6.6 i jest zewnętrznie otoczony poliamidem 6. Służy do zespawania większości tkanek miękkich, gdzie wymagane jest mocne ich zbliżenie, m.in.: szycie skóry, chirurgia oka, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa i neurochirurgia.

Opakowania zawierają 12 sztuk. Okres trwałości wynosi 5 lat (od daty produkcji).



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|---|
| 612981 | NICI NYLON 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152953 |
| 613335 | NICI NYLON 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152954 |
| 613336 | NICI NYLON 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 40 MM / 90 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152957 |
| 612929 | NICI NYLON 1 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 36 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152956 |
| 613742 | NICI NYLON 2 (3/8 KOŁA TNĄCĄ 90 MM / 90 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152957 |
| 613743 | NICI NYLON 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 39 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152958 |
| 612913 | NICI NYLON 2/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152959 |
| 613744 | NICI NYLON 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 90 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152960 |
| 613745 | NICI NYLON 2-0 (3/8 KOŁA PROSTA TNĄCĄ 55 MM / 90 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152961 |
| 613746 | NICI NYLON 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 45 MM / 90 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152962 |
| 613747 | NICI NYLON 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152963 |
| 613748 | NICI NYLON 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152964 |
| 613749 | NICI NYLON 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152965 |
| 612952 | NICI NYLON 3/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152966 |
| 613750 | NICI NYLON 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152967 |
| 613592 | NICI NYLON 4/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 24 MM / 70 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152968 |
| 613751 | NICI NYLON 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 13 MM / 45 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152969 |
| 613752 | NICI NYLON 5/0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 19 MM / 45 CM) , 12 SZT W OP. NIEBIESKA 152970 |

KRUUSE NICI JEDWABNE

KRUUSE Nici Jedwabne to naturalny, niewchłanialny, multifilamentowy, sterylny szew. Powlekana woskiem dla łatwego wiązania węzłów i płynnego przechodzenia przez tkanki. Zapewnia wytrzymałość na rozciąganie. Ponieważ jedwab jest włóknem naturalnym, można oczekiwać większej reakcji tkanki przy użyciu tego typu szwów w porównaniu do szwów syntetycznych. Naturalny jedwab zawiera dwie glikoproteiny: fibroinę i serycynę. Serycyna może powodować reakcję immunologiczną i dlatego została usunięta z jedwabiu KRUUSE. Nić jedwabna jest wskazana do zblizania i podwiązania tkanek miękkich, gdzie wskazane jest stałe wsparcie, w tym:

chirurgia okulistyczna, chirurgia naczyniowa i sercowo-naczyniowa, neurochirurgia, chirurgia stomatologiczna.

Przeciwwskazania: zabiegi, gdzie wymagana jest minimalna reakcja tkankowa.



| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|--|
| 613764 | NICI JEDWABNE 0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 30 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNA 152985 |
| 613765 | NICI JEDWABNE 2-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNA 152986 |
| 613766 | NICI JEDWABNE 3-0 (3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCĄ 26 MM / 70 CM), 12 SZT W OP. CZARNA 152987 |
| 613763 | NICI JEDWABNE USP 0 / EP 3,5, 100 M / KASETA / CZARNY 152998 |
| 612949 | NICI JEDWABNE USP 1 / EP 4, 100 M / KASETA / CZARNY 152989 |
| 613340 | NICI JEDWABNE USP 2 / EP 5, 100 M / KASETA / CZARNY 152990 |
| 613762 | NICI JEDWABNE USP 2-0 / EP 3, 100 M / KASETA / CZARNY 152991 |
| 612951 | NICI JEDWABNE USP 3-0 / EP 2, 100 M / KASETA / CZARNY 152992 |
| 612950 | NICI JEDWABNE USP 3+4 / EP 6, 50 M / KASETA / CZARNY 152993 |

ORGANIZER DO NICI CHIRURGICZNYCH MEDIVET

Wykonany z płyty pleksi. Posiada miejsce na 12 opakowań nici.

| Nr kartoteki | Produkt |
|--------------|--|
| 612824 | ORGANIZER DO NICI CHIRURGICZNYCH MEDIVET |

