



Przedstawiamy nowe płytki ViSION TPLO

Niezawodność w każdym przypadku klinicznym.

Zaprojektowany tak, aby naturalnie i precyzyjnie dopasować się do kości piszczelowej w zabiegu TPLO, zminimalizować powikłania oraz sprawić, by zabieg TPLO był jak najbezpieczniejsza i jak najprostsza.

✓ **Intuicyjne dopasowanie:**
Anatomicznie wygięty trzonek i wyprofilowana głowica, zaprojektowane na podstawie rzeczywistych danych tomografii komputerowej, naturalnie przylegają do kości piszczelowej.

✓ **Kontrola tam, gdzie ma to znaczenie:**
Wbudowane otwory na druty Kirschnera w głowicy i trzonku stabilizują płytkę podczas wstępnego unieruchomienia, ograniczając jej przesuwanie się.

“Bardzo podoba mi się zakrzywiony profil płytki; dzięki temu znacznie łatwiej jest ją dopasować do kości niż w przypadku standardowej / prostej płytki TPLO, a otwory na druty Kirschnera doskonale sprawdzają się przy utrzymywaniu płytki we właściwej pozycji podczas wiercenia i wkręcania pierwszych kilku śrub... zapobiega to przemieszczaniu się płytki, które może być problematyczne.”

Gareth Arthurs
BPGCertMedED MA VetMB CertVR
CertSAS DSAS (Orth) FHEA FRCVS

STARY MODEL	VISION TPLO - NOWY MODEL
Projekt, który ma już prawie 30 lat	Rozwiązania konstrukcyjne opracowano na podstawie 60 obrazów tomografii komputerowej we współpracy ze specjalistami z zakresu ortopedii, aby stworzyć płytkę bardziej ergonomiczną i przyjazną dla użytkownika.
Brak otworu na drut Kirschnera	Otwory na druty Kirschnera znajdują się zarówno w głowicy, jak i trzonku płytki, co ułatwia jej unieruchomienie. Otwory na druty umieszczono pośrodku głowki płytki (z wyjątkiem modelu 2,4 mm), aby uniknąć przemieszczenia osteotomii, a jednocześnie zwiększyć wygodę użytkownika.
Prosty trzonek	Trzonek płytki jest wygięty tak, aby dopasować się do kształtu kości piszczelowej, co pozwala na bardziej centralne umieszczenie śrub, zwiększając w ten sposób stabilność.
	Wyprofilowana płytka – odchylona głowica stanowi naturalne przedłużenie krzywizny trzonka, co sprzyja równomiernemu rozkładowi sił.

NR SKU	Rozmiar
VTPLO24L	2,4 mm lewa
VTPLO24R	2,4 mm prawa
VTPLO27L	2,7 mm lewa
VTPLO27R	2,7 mm prawa
VTPLO35L	3,5 mm lewa
VTPLO35R	3,5 mm prawa



NOWOŚĆ!
Otwory na druty Kirschnera w głowicy i trzonku stabilizują płytkę podczas wstępnego unieruchomienia.